

## 放射治疗定位装置

广告

### ► SRS 头部定位架


美岑 SRS 固定装置由 SRS 头部定位架、SRS 定位膜组成，能更好地满足临床对头部肿瘤患者进行立体定向放射外科治疗时体位准确固定的需求。



构成



SRS 头部定位架




SRS 定位膜

- 镂空设计, 减少射线阻挡
- 一体成型, 坚固耐用
- 小而灵巧, 易于存放
- 通用性强, 适配多种底座



粤械广审(文) 第 270114-00521 号  
禁忌内容或者注意事项详见说明书

## ► SRS 头部定位架



### SRS 头部定位架

MC-SRF001 碳纤维材质 (左图)

MC-SRG001 MR兼容材质 (右图)

· 适配美岑 MC-CF001、MC-CF002、MC-CF004、MC-BF001、MC-YF001 等拉丁式固定底座。




拉丁式固定



### SRS 头部定位架

MC-SRF004 碳纤维材质 (左图)

MC-SRG004 MR兼容材质 (右图)




卡条式固定



### SRS 头部定位架

MC-SRF002 碳纤维材质 (左图)

MC-SRG002 MR兼容材质 (右图)



嵌入式固定

SRS 头部定位架搭配 SRS 定位膜使用，采用上下双膜片固定方式，可对患者进行适配塑型。




## 放射治疗定位装置

### 配置产品

多款可选, 满足不同的临床需求。


#### 定位膜

- M2422-VSRS190W SRS 双层膜头部, 常规款




#### 定位膜

- M24RB-VSRS642W SRS 双层膜头部, 面部敞开加强筋款



#### 定位膜

- M24RB-VSRS641W SRS 双层膜头部, 眼部敞开款



面部敞开式SRS定位膜, 旨在缓解幽闭恐惧症患者在放射治疗过程中的紧张情绪, 敞开部分可根据不同患者的情况进行拉伸调整, 满足舒适性需求的同时保证固定效果。